


7th Generation



PREBOND SE

Light Cure One Component Bonding Agent
Lichthärtender Einkomponenten-Haftvermittler





EN **Prebond SE** is a self-etching, light curing one component adhesive for the adhesive restorations technique used on direct and indirect restorations. **Prebond SE** is formulated to contain functional **MDP** monomers, methacrylate, photoinitiators, ethanol and water.

DE **Prebond SE** ist ein selbstätzendes, lichthärtendes Einkomponenten Universaladhäsiv für direkte sowie indirekte Restaurationen geeignet. **Prebond SE** beinhaltet MDP-Monomer, Methacrylat, Photoinitiatoren, Ethanol und Wasser.

EN Can be used on the following cases: Fixing of composite-material and compomer at enamel and dentin Adhesive fixing of restorations of ceramic or composite at enamel and dentin. Fixing and repairing of light cure composites at hybrid ceramic, composite, metal or amalgam Usable as dentin-sealer **PREBOND SE** Light cure universal bond self-etch 5ml. **PREBOND SE** light cure universal bond self-etch 5ml

DE **Prebond SE** wird in folgenden Fällen empfohlen: Befestigen von Füllungen und Kompomer an Schmelz sowie Dentin. Klebefestigung von Keramikrestaurationen oder Kompositen auf Schmelz und Dentin. Befestigung und Reparatur bei lichthärtenden Kompositen wie Hybridkeramik, Kompositen sowie Metall -oder Amalgamfüllungen. Verwendbar als Dentin-Versiegelung. **PREBOND SE** ist ein lichthärtendes Universal bond self-etch 5 ml.



Made
in
Germany
-best quality
-high standards



www.presidentdental.de



Natural Collection

PREBOND Universal Bond



EN Prebond is a one component dental universal adhesive for bonding dentin/ enamel using adhesive restoration technique. It has an excellent adhesion value with a very high hydrophilic properties. The fluid is an easy flowing with excellent deep absorption into the retention thus enabling very high bond strenght while minimizing marginal gaps. Prebond Light cure universal bond 5ml.


DE Prebond ist ein lichterhärtender Einkomponenten-Haftvermittler auf Schmelz und Dentin für adhäsive Restaurationstechniken. Es besitzt ausgezeichnete Haftwerte sowie sehr gute hydrophile Eigenschaften. Prebond ist leicht fließend mit ausgezeichneter Tiefenabsorption in die Retention, wodurch eine sehr hohe Bindungsfestigkeit erreicht wird, bei gleichzeitiger Minimierung der Randspaltbildung. Prebond ist ein lichterhärtendes Universal Bond 5 ml.

EN Prebond is used to improve the adhesion of composites on enamel and dentin. Further, it improves the adhesion between glass-ionomer underfill (lining) cement and composite fillings (sandwich technique)

DE Prebond wird benutzt, um die Haftung von Kompositen auf Zahnschmelz und Dentin zu verbessern. Außerdem wird Prebond zur Verbesserung der Haftung zwischen Glasionomercement (GIZ), Unterfüllzement und Kompositen benutzt (Sandwichtechnik).

High bonding performance in one bottle / Gute Bonding Performance in einer Flasche

Shear bond strength (Mpa) / Scherfestigkeit (Mpa)
After 6000 thermo cycles / Nach 6000 Thermozyklen.



PREBOND exhibits high consistent bonding performance on both dentin and enamel

PREBOND weist eine hohe konsistente Bindung an Schmelz und Dentin auf.

