



Autorizat
ANMDM

Promotii

PRODUSE
NOI



Brosura promotii laborator

WOW!





Str. Vilor 27, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Programul : Luni-Vineri : 9:00-17:00 ; Sambata, Duminica: Inchis



Garnitura dinti acrilat frontali




Cod Produs: G6

5.00 lei



Cod Produs: G6S



Cod Produs: G6I

Grup frontal 1×6 dinti; superior 2 straturi
Culori disponibile: A2, A3,
Forma de bază: triunghiulari
Dimensiuni : 3 dimensiuni (T1;T3;T4)

Grup frontal 1×6 dinti; inferiori 2 straturi
Culori disponibile: A2, A3,
Forma de bază: triunghiulari
Dimensiuni : 3 dimensiuni (L2;L6;L4)

Garnitura dinti acrilat laterali




Cod Produs: G8

7.00 lei



Cod Produs: G8S



Cod Produs: G8I

Grup lateral 1×8 dinti; superior 2 straturi
Culori disponibile: A2, A3,
Forma de bază: triunghiulari
Dimensiuni : 2 dimensiuni (M30;M32;)

Grup lateral 1×8 dinti; inferior 2 straturi
Culori disponibile: A2, A3,
Forma de bază: triunghiulari
Dimensiuni : 2 dimensiuni (M30;M32;)

Set 84 dinti acrilat



Cod Produs: S84

Seturi disponibile: T1A2; T1A3; T3A2; T3A3; T4A2; T4A3
Forma de bază: triunghiulari

T1A2 SET cuprinde :
3 garnituri de 28 dinti acril (inferior si superior) : 3 x T1 ; 3 x L2 ; 3 x M30
DIMENSIUNI : T1 -L2 -M30

T4A2 SET cuprinde :
3 garnituri de 28 dinti acril (inferior si superior) : 3 x T4 ; 3 x L4 ; 3 x M30
DIMENSIUNI : T4 -L4 -M30

T3A2 SET cuprinde :
3 garnituri de 28 dinti acril (inferior si superior) : 3 x T3 ; 3 x L6 ; 3 x M32
DIMENSIUNI : T3 -L6 -M32

50.00 lei

Garnitura 28 dinti acrilat



Cod Produs: S28

20.00 lei



Grup frontal 1×6 dinti; inferiori+ superiori 2 straturi

Culori disponibile: A2, A3,
Forma de bază: triunghiulari

Grup lateral 1×8 dinti; inferior + superiori 2 straturi

Mentinator de spatiu fix , reglabil 1 Set x 4 buci

Cod Produs: #3

80.00 lei
~~120.00 lei~~



Marimi disponibile :

#31; #32; #33; #34; #35; #36; #37; #38; #39
Numarul este dimensiunea.

Brand : Perstomo

PREZENTARE PRODUS

Silicon de aditie putty Presigum cu timp normal de intarire

Cod Produs: PRD.01.PGUM01 228.00 lei
~~268.00 lei~~



Contine :
Presigum putty 2x250 ml
Baza si Catalizator ;
2 x lingurita ;

Brand : PD Germania

Silicon de aditie putty Presigum cu timp rapid de intarire

Cod Produs: PRD.01.PGUM02 228.00 lei
~~268.00 lei~~



Contine :
Presigum putty 2x250 ml
Baza si Catalizator ;
2 x lingurita ;

Brand : PD Germania

Silicon de aditie light body Presigum cu timp rapid de intarire

Cod Produs: PRD.01.PGUML01 133.00 lei
~~157.00 lei~~



Light body: 2 cartuse x 50 ml
/ 10 varfuri de mixare / 5 varfuri

Brand : PD Germania

Material de amprentare Kit Durosil

Cod Produs: PRD.01.10004 160.00 lei
~~236.00 lei~~



1 Durosil L
1 Durosil S
1 Pasta de intarire



Durosil L: Material C-silicon Putty 900 ml. 110.00 lei

Durosil S: impresie C-siliconic 150 ml. 55.00 lei

Pasta de intarire: material de impresie C-siliconic catalizator 60 ml. 71.00 lei

Brand : PD Germania

Silicon de aditie light body Presigum cu timp normal de intarire

Cod Produs: PRD 01 PGUML02 133.00 lei
~~157.00 lei~~



Light body: 2 cartuse x 50 ml
10 varfuri de mixare / 5 varfuri

Brand : PD Germania

Silicon de aditie light body + putty Presigum - timp rapid

Cod Produs: PRD.01.PGUM-SET 361.00 lei
~~425.00 lei~~



Brand : PD Germania

Silicon de aditie light body + putty Presigum - timp normal

Cod Produs: PRD.01.PGUML-SET 361.00 lei
~~425.00 lei~~



Brand : PD Germania

Pistol aplicator de silicon

Cod Produs: U8701-1 120.00 lei

Detaliere:
Pistolul este folosit pentru cartuse cu ratia 1:1 si 1:2
cartuse de 50 ml.



FREZE EXTRADURE

Seria GX - Aplicare :Toate aliajele, acrilice

Seria EX; HX; X - Aplicare :Finisare aliaje si metale nobile,portelan

Seria 187.190 - Aplicare :Toate aliajele, acrilice

Seria FX - Aplicare : Finisare aliaje si metale nobile, portelan

Seria G - Aplicare :materiale non metalice,acrilice,plaster

Freza Cross Cut

Cod Produs: BC 2254

30.00 lei




Diametru : 023

Freza Cross Cut

Cod Produs: M 2.35

30.00 lei



Diametru : 023

Freza Cross Cut

Cod Produs:
L040 VERDE

30.00 lei



Diametru : 040

Freza Cross Cut

Cod Produs:
L040 ALBASTRU

30.00 lei



Diametru : 040

Freza Cross Cut

Cod Produs:
L040 ROSU

30.00 lei



Diametru : 040

Freza Cross Cut

Cod Produs:
L040 GALBEN

30.00 lei



Diametru : 040

Freza Cross Cut

Cod Produs:
L060 GALBEN

30.00 lei



Diametru : 060

Freza Cross Cut

Cod Produs:
L050 ALBASTRU

30.00 lei



Diametru : 050

Freza Cross Cut

Cod Produs:
L050 GALBEN

30.00 lei



Diametru : 050

Freza Cross Cut

Cod Produs: BC 6013

30.00 lei



Diametru : 023

Freza Cross Cut

Cod Produs: BC 2153

30.00 lei



Diametru : 023

FREZE EXTRADURE

Seria GX - Aplicare :Toate aliajele, acrilice

Seria EX; HX; X - Aplicare :Finisare aliaje si metale nobile,portelan

Seria 187.190 - Aplicare :Toate aliajele, acrilice

Seria FX - Aplicare : Finisare aliaje si metale nobile, portelan

Seria G - Aplicare :materiale non metalice,acrilice,plaster

 L050 HX 060	 L 0406 X 040	 L 0606 X 060	 L060 G 060	 187.190 023
 L 023 FX 023	 L 02311 GX 023	 HA 023 FX 023	 187.110 023	 A 02305 FX 023
 C 02314 EX 023	 C 023146 X 023	 C 023 FX 023	 H 023 GX 023	25.00 lei 50.00 lei

Gume laborator flacara acrilat

A 02305 FX



5.00 lei

Grupa : Modelare si prelucrare acril
Duritate : medii si dure

Gume laborator flacara acrilat

A 02305 FX



5.00 lei

Grupa : Modelare si prelucrare acril
Duritate : fina , dura

Gume laborator flacara

A 02305 FX



5.00 lei

Grupa : Modelare si prelucrare acril

Polipanti disc maro 22mm

A 02305 FX



5.00 lei

22×3 mm

Pentru metale non-pretioase si semi-pretioase (alloy titaniu ; titaniu pur;nicher-crom alloy;cobalt-crime)

Steel burs

4.00 lei

310 104 001001
1.104.012

310 104 001001
1.104.014

310 104 001001
1.104.016

310 104 001001
1.104.018

310 104 001001
1.104.021

4.00 lei

310 104 040001
3.104.014

310 104 040001
3.104.016

310 104 040001
3.104.018

10.00 lei

310 104 107002
36.104.016

310 104 107002
36.104.018

10.00 lei

310 104 168002
38.104.016

310 104 168002
38.104.018

10.00 lei

310 104 159001
5.104.016

310 104 159001
5.104.018

310 104 159001
5.104.021

17.00 lei

310 104 260171
75.104.050

17.00 lei

310 104 266171
79.104.040

310 104 266171
79.104.050

Steel mandrels

330 104 603391
303.104. 8.00 lei

330 104 604391
305.104.050 8.00 lei

330 104 610415
301L.104. 14.00 lei

330 104 610417
329.104. 10.00 lei

330 104 609000
326.104.020 65.00 lei

330 104 609000
326.104.030 65.00 lei

330 104 608000
310.104. 26.00 lei

330 104 615421
327.104. 26.00 lei

330 104 623442
318.104. 11.00 lei

75.00 lei

806 104 365514
946.104.220



10.00 lei

658 104 292513
9610.104.045


658 104 292503
9620.104.045

10.00 lei

658 104 303513
9611.104.150

658 104 303503
9621.104.150


Diamond polishers for ZrO_2



60.00 lei

94018C.104.055

94018F.104.055



57.00 lei

500 104 184216
● **H136GSQ.104.016**

109.00 lei

H79FSQ.104.040

500 104 194134
● **H79FSQ.104.040**



8.00 lei

9958R.000.070

45.00 lei

9957R.104.070

Universal polishers

10.00 lei

658 104 292522
9584.104.050

5.00 lei

658 900 303522
9575.900.220

5.00 lei

658 900 303523
9627.900.220

4.00 lei

658 900 304523
9554.900.220

8.00 lei

658 104 243523
9557.104.060

5.00 lei

658 900 035523
9558.900.120

Diamond polishers for ceramics

60.00 lei

94001F.104.055



10.00 lei

9485C.104.250

9485M.104.250

9485F.104.250

9486.900.260

9486.900.260

17.00 lei

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

9486.900.260

Disc polizator Komet

Dimensiune diametru: 220 1/10 mm
lungime: 3,0 mm
Viteză maximă: 15000
Viteză optimă: 6000



9703M



17.00 lei


Pentru lustruire pre- și luciu aliajelor nenobile, inclusiv titan

Disc polizator Komet

Dimensiune diametru: 220 1/10 mm
lungime: 3,0 mm
Viteză maximă: 10000
Viteză optimă: 6000



9675



6.00 lei

Pentru lustruirea lucioasă a aliajelor NEM și modelului turnat

Polipanti disc pentru portelan si dinti de rasini



Rf008



22 x 0.12mm - 2 lei

37 x 0.8mm - 1.7 lei

Dimensiune disponibile 22x 0.12 mm si 37 x 0.8 mm
Granulatie disponibila: maro – dura

Polipanti disc verde 22mm

Granulatie disponibila: verde-medium



Rf008 3



2.00 lei

Pentru metale non-pretioase si semi-pretioase (aloy titaniu ; titaniu pur;nicher-crom aloy;cobalt-crome)

Polipanti disc 16mm



RF 006

Granulatie disponibila:
maro – dura
verde-medium




2.00 lei

Pentru metale non-pretioase si semi-pretioase (aloy titaniu ; titaniu pur;nicher-crom aloy;cobalt-crome)

Perie din par de porc dur Komet



9451



9451.900.220

14.00 lei

Dimensiune: 220
Utilizare cu pastă de lustruit

Disc polizator Komet



9701



17.00 lei

Pentru lustruire pre- și luciu aliajelor nenobile, inclusiv titan
duritate disponibila : mediu si fin


Polizator Komet



9704M



4.58 lei



Pentru lustruire pre- și luciu aliajelor nenobile, inclusiv titan


Dimensiune: 030
Dimensiune diametru: 030 1/10 mm
lungime: 11,0 mm

16.00 lei

9642 C
9642 M
9642 F


	/	10	10	10
· Size	Ø mm	100	100	100
L	mm	19,0	19,0	19,0

Polisher for pre-polishing, polishing and high-shine
polishing of denture acrylics, extraoral use · Handpiece (HP)



9642C.104. ... 100 - -

9642M.104. ... - 100 -

9642F.104. ... - - 100

10000 min⁻¹/rpm 6000 min⁻¹/rpm

Diamond interspersed polishers for zirconium
For pre-polishing and high-shine polishing

16.00 lei

9432
9424
9433


	/	10	10	10
· Size	Ø mm	055	055	055
L	mm	16,5	16,5	16,5



9432.104. ... 055 - -


9424.104. ... - 055 -

9433.104. ... - - 055

15000 min⁻¹/rpm
6000 min⁻¹/rpm

Polisher for pre-polishing, polishing and high-shine
polishing of denture acrylics, extraoral use

Cylinder, round




880



16.00 lei 16.00 lei 21.00 lei 21.00 lei

	/	5	5	5	5
· Size	Ø mm	014	018	023	027
L	mm	6,0	6,0	6,0	6,0


806 104 140524 ...
880.104. ... 014 018 023 027


100000 min⁻¹/rpm

12.00 lei

801




	/	
· Size	Ø mm	010


806 104 001524 ...
801.104. ...

80000 min⁻¹/rpm

145.00 lei

94013 C



	/	5
· Size	Ø mm	170
L	mm	2,5



94013C.104. ... 170

10000 min⁻¹/rpm

6000 min⁻¹/rpm

Diamond interspersed polishers for zirconium oxide
For pre-polishing and high-shine polishing

16.00 lei

9603
9641
9644


	/	10	10	10
· Size	Ø mm	100	100	100
L	mm	25,0	25,0	25,0




9603.104. ... 100 - -

9641.104. ... - 100 -

9644.104. ... - - 100

10000 min⁻¹/rpm
6000 min⁻¹/rpm

Polisher for pre-polishing, polishing and high-shine
polishing of denture acrylics, extraoral use



Polishers | Brushes

Round brushes, goat hair bristles (soft)
For pre-polishing precious metal alloys and acrylics
To be used with polishing paste

12.00 lei

9638



	/	10
· Size	Ø mm	120



9638.104. ... i 120

Safety toothting with a twist to the left
For acrylics, plaster and metal alloys

110.00 lei

H 79 EA



	/	
· Size	Ø mm	050
L	mm	13,0



500 104 194194 ...
H79EA.104. ... 050

s =) 80000 min⁻¹/rpm
u =) 100000 min⁻¹/rpm

Inverted cone

64.00 lei

H 42



	/	
· Size	Ø mm	018 023
L	mm	1,7 2,8



500 104 010133 ...
H42.104. ... 018 023

100000 min⁻¹/rpm

For controlled roughening of metal surfaces

120.00 lei

H 251 DF



	/	
· Size	Ø mm	060
L	mm	14,0



500 104 274141 ...
H251DF.104. ... 060

50000 min⁻¹/rpm

Perie pentru curatarea frezelor

37.00 lei



9791 1 perie + 1 maner



Bud

3.00 lei

6



	/	
· Size	Ø mm	018 / 021 / 023



310 104 254001 ...
6.104. ... 023

m =) 30000 min⁻¹/rpm
o =) 40000 min⁻¹/rpm
r =) 70000 min⁻¹/rpm
u =) 100000 min⁻¹/rpm


Cylinder

13.00 lei

H 21



	/	
· Size	Ø mm	012
L	mm	4.2
US No.		58



500 104 107006 ...
H21.104. ... 012

100000 min⁻¹/rpm


Cylinder with cross cut

13.00 lei

H 31



	/	
· Size	Ø mm	014
L	mm	4.4
US No.		559




500 104 107007 ...
H31.104. ... 014

100000 min⁻¹/rpm

Cone cutters



130.00 lei



500 103 186190
H356E.103.023



Cutters

81.00 lei



500 104 468211
H219.104.023




Tungsten carbide | Cutters

72.00 lei

H 139 NEF



	/	
· Size	Ø mm	023
L	mm	8,0



500 104 107006 ...
H139NEF.104. ... 023

100000 min⁻¹/rpm

High cutting efficiency, for smooth reduction of non-precious metal alloys


Round end taper

856



34.00 lei 45.00 lei

L	· Size	Ø mm	033	040
		mm	9,0	9,0



806 104 198524 ...
856.104. ... 033 040

100000 min⁻¹/rpm

Tapered long with cross cut

13.00 lei

H 33 L



	· Size	Ø mm	012
L		mm	6.0
US No.			702L



500 104 171007 ...
H33L.104. ... 012

100000 min⁻¹/rpm

ZR-Diamonds for all-ceramics

ZR-Diamonds

Efficient rework of ZrO_2 in the dental laboratory

ZR-Diamonds for zirconia represent a new generation of tools. They are to be used in the lab turbine!

Recommended speed:
160,000 rpm

Advantages:

Special bond
High material reduction
Longer service life than conventional diamond instruments



Round, with long neck

28.00 lei

● ○ ZR 8379



	/	5
· Size	Ø mm	014
L	mm	2,8

(FG) · Friction Grip (FG)



● ○ ZR8379.314. ... 014

Z =) 300000 min⁻¹/rpm



28.00 lei

● ○ ZR 8801 L

● ○ ZR 801 L

● ○ ZR 6801 L



	/	5	5	5	5	5
· Size	Ø mm	008	010	012	014	018

Grip long (FGL)


· Friction

● ○ ZR8801L.315. ... 008 010 - 014 018

● ○ ZR801L.315. ... - - 012 014 -

● ○ ZR6801L.315. ... - - - 014 018

300000 min⁻¹/rpm



28.00 lei

● ○ ZR 6390



	/	5
· Size	Ø mm	016
L	mm	3,5

(FG) Friction Grip (FG)



● ○ ZR6390.314. ... 016



39.00 lei

● ○ ZR 6881



	/	5	5
· Size	Ø mm	012	016
L	mm	8,0	8,0

· Friction Grip (FG)



● ○ ZR6881.314. ... 012 016



39.00 lei

● ○ ZR 6850



	/	5
· Size	Ø mm	016
L	mm	10,0
· Angle		2°

(FG) Friction Grip (FG)



● ○ ZR8850.314. ... 016



28.00 lei

● ○ ZR 6830 L



	/	5
· Size	Ø mm	014
L	mm	5,0

(FG) Friction Grip (FG)



● ○ ZR6830L.314. ... 014



39.00 lei

● ○ ZR 8390 L

● ○ ZR 390 L



	/	5
· Size	Ø mm	014
L	mm	3,4

Grip long (FGL)

(FGL) · Friction



● ○ ZR8390L.315. ... 014

● ○ ZR390L.315. ... 014

300000 min⁻¹/rpm



28.00 lei

● ○ ZR 8379 L

● ○ ZR 379 L



	/	5	5
· Size	Ø mm	014	023
L	mm	2,9	4,3

(FG) Friction



● ○ ZR8379L.315. ... 014 023

● ○ ZR379L.315. ... 014 -



39.00 lei

● ○ ZR 6856




	/	5
· Size	Ø mm	025
L	mm	8,0

(FG) Friction Grip (FG)



● ○ ZR6856.314. ... 025





Str. Viilor 27, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Programul : Luni-Vineri : 9:00-17:00 ; Sambata, Duminica: Inchis

