






Promotii cabinet



Exploratoare cu filet standard **Perstomo****ERGOform**

ERGOform 134°C, Maner pentru oglinzi cu lungime de 135 mm

Manere Standard **Perstomo****SEplus**
MOUTH MIRRORS

90.00 lei



Oglizi SEplus cu magnificatie pachet de 12 bucati nr 5

ULTRAvision FS
FRONT SURFACE

180.00 lei



Oglinzi ULTRAvisions FS pachet de 12 bucati

Economy
MOUTH MIRRORS

39.00 lei



Oglinzi SS-Stiel 5 plat, Ø 24 mm, pachet cu 12 buc



Oglinda Dentara MEGA
Parallelometer 22×37 mm
FS Rhodium

6900

66.00 lei



Oglinda Dentara MEGA
strech 18×33 mm FS
Rhodium

6860

56.00 lei



Oglinzi RELAX FS
Rhodium 10 buc
asortate, dimensiunea 5

7110

138.00 lei
~~164.00 lei~~

Oglinzi RELAX FS ULTRA
10 buc asortate,
dimensiunea 5

7310

240.00 lei
~~254.00 lei~~

Pensele dentare au pin de ghidare care impiedica incrucisarea varfurilor.

Pensele cu varfurile mai scurte, permit o manevrare cu mai multa presiune in comparatie cu pensele obisnuite.



PS-DP2250C

London College 16 cm

130.00 lei

Perstomo



PS100-017

London College 15 cm

30.00 lei

Perstomo



PS025-118

Spatula duala

20.00 lei

Perstomo



PS025-047

Sonda duala

20.00 lei

Perstomo



PS025-003

Sonda ascutita

20.00 lei

Perstomo



PS025-041S

Perstomo

Explorator

35.00 lei

956RX

Oglinda Dentara
Laryngeal FS Rhodium
Dimensiuni disponibile :
6 mm - 43 lei
8 mm - 43 lei
10 mm - 43 lei
16 mm - 34 lei
18 mm - 34 lei

45.00 lei




Perstomo

PS800-018

Trusa stomatologica
de consultatie

45.00 lei



Cutii de sterilizare **Perstomo**

PS300-001

Cutie de sterilizare
5 instrumente

120.00 lei



PS 25

Cutie de sterilizare
7 instrumente

150.00 lei



PS300-006

Cutie de sterilizare
10 instrumente

445.00 lei



PS300-102

Cutie de sterilizare
instrumente

279.00 lei



PS300-105

Cutie de sterilizare
22 instrumente

750.00 lei



PS300-103

Cutie de sterilizare
5 instrumente

228.00 lei

Lingura Black / Excavator dentar
disponibile 6 marimi **Perstomo**

35.00 lei



PS025-203

PS025-202

PS025-179

PS025-178

PS025-177

Marcatoare de instrumente



Set asort 120 buc 0111001001

39.00 lei



Set 60 buc

Ambalare :

- roz 0111001003
- verde 0111001005
- albastru 0111001004

22.00 lei

Silicon de codare



Q Silicon

2.00 lei

* pret pentru 1 buc

- albastru
- gri
- negru
- rosu
- turquoise

No.350

The blade shape allows to perform a micro incision.

Width: 2.0mm

Width: 2.0mm

No.391

Allows to perform a safer incision and high operability.

General Benefit**Precise Cutting and Performance**


The stainless steel blades offer outstanding sharpness and superb durability due to double-honing precision grinding.

Particularly Compatible

The blades are suitable for all standard surgical handles as well as with the FEATHER® Titan Roundshaft Handle.

No.350

It allows the delicate incision in the thin gingiva and creates an accurate flap design.



A small sized surgical blade is reachable between the teeth during the periodontal regeneration surgery; allows an oblique incision in the interdental space and creates the accurate flap.

Total length is 3mm longer and blade length is approximately a half of No.390.



**Application**

Fig. 390








Fig. 390c

**No.391**

Total length is longer than No.390 and it allows a deeper envelope flap.



A shorter blade than No.390 allows a safe and accurate gingiva incision during the envelope flap surgery.

Benefits

Sharpened on both sides

Ø 3 mm

blade thickness: 0.38mm

Sharpened on one side

1.3 mm 2 mm

blade thickness: 0.38mm

Sharpened on both sides

55°
2 mm
1.3 mm

blade thickness: 0.38mm

Fig. 370

- ▶ Safe application for horizontal enlargement incisions of flaps.
- ▶ Suitable for incisions in regenerative surgery.

Fig. 390

- ▶ Perfectly suitable for creating flaps to prepare operational recession covers thanks to the ideal micro blade shape and the minimized blade thickness.
- ▶ The unique and thin micro blade shape allows precise sulcus incision on the gingiva in the anterior teeth.

Fig. 390c

- ▶ Perfectly suitable for incisions of interdental papillae in the molar area thanks to the thin blade tip and angled blade shape.
- ▶ Ideally suitable for sulcus incisions in the posterior tooth area as the angled blade allows easier handling.

420 lei 1 cutie cu 10 buc

Blade shape	Blade thickness	Cutting edge	Package
No.350	0.38mm	Sharpend on both sides	10 blades per box
No.391		Sharpend on one side	
No.370		Sharpend on both sides	
No.390		Sharpend on one side	
No.390C		Sharpend on both sides	

Bisturiu Gouge 11.5cm

PS 36

40.00 lei



Sonde Parodontale

60.00 lei

5010

Sonda WHO Marcare: 3,5 – 5,5 – 8,5 – 11,5 mm

20.00 lei

PS-CP-11-5B

CP 11.5

Gradatii 3.5/5.5/8.5/11.5 mm

20.00 lei

PS-CP-15

CP 15

Gradatii 3.5/5.5/8.5/11.5 mm

20.00 lei

PS-CP-11

CP 11 Gradatii la 3-6-8-11

20.00 lei

PS-CP-12


CP 11 Gradatii la 3-6-9-12

Perstomo


Chiurete Gracey Mini si Nano

100.00 lei

*pret pentru 1 buc



- ANTERIORI 5/6
- BUCAL/LINGUAL 7/8
- ME ZIAL
PREMOLARI, MOLARI 11/12
- DISTAL
PREMOLARI, MOLARI 13/14



Perstomo

Gama Mini

300.00 lei

* pret pentru 1 set de 4 buc

Chiureta Gracey 5/6
COD PSM 5/6Chiureta Gracey 7/8
COD PSM 7/8Chiureta Gracey 11/12
COD PSM 11/12Chiureta Gracey 13/14
COD PSM 13/14

Gama Nano

Chiureta Gracey 5/6
COD PSN 5/6Chiureta Gracey 7/8
COD PSN 7/8Chiureta Gracey 11/12
COD PSN 11/12Chiureta Gracey 13/14
COD PSN 13/14

Instrument fabricat din oțel inoxidabil de calitate superioară, utilizat în special în intervențiile chirurgicale. Se sterilizează la autoclav la 134° C și prezintă rezistență maximă la coroziune.

Perstomo

PS025-287

20.00 lei

Instrument periodontal De Marco



PS700-117

20.00 lei

Periosteal Elevator



PS025-245

20.00 lei

Instrument periodontal Sugarman



PS100-012

30.00 lei

Pensa Goldman Fox (Crane Kaplane) 15 cm

**Perstomo**Periotom
curb 1.8
mm

PS700-099

25.00 lei

Periotom
drept1,8 mm /varf
1,8 cm

PS700-098

1,8 mm /varf
1,4 cm

PS700-097

25.00 lei



223.00 lei/1 buc

Periotoame cu varf din titan flexibile



2 mm



2 mm



3 mm



3 mm




2 mm



2 mm

212.00 lei/1 buc

Periotom cu varf flexibil
Perstomo

PS-PT20F

PS-PT30F

PS-PT40F



PT 50



PT 60



PT 70

Ansa detartraj parodontal

Ansa detartraj parodontal P1-P4 subgingival pentru îndepărtarea tartrului dentar.

50.00 lei



P4

P1

P3

P2R

Piatra Komet pentru
ascutire si curatare

34.00 lei

9750



Endo Motor cu apex locator



*10 programe





Set Ace Blue Storm



1 buc 025/17
1 buc 04/20
1 buc 06/25

85.00 lei

90184990-ACE

Mini Apex Locator
AL-1

ACCURATE

- High Definition Screen.
- Multi Frequency Measurement Technology Guaranties High Accuracy.
- Multi Color Regions
- Segmented Display Of The File In Root Canal
- Working Length Adjustable



Endo motor wireless

Endo-1

950.00 lei

Set refill accesorii apex locator



115.00 lei

REF-AP

EDO-1

1. Multiple Reciprocating Modes

2. Large OLED Screen, Long Working Time


3. Accurate Torque Control



Endo Motor Wireless

2250.00 lei

Both Hands Are Applicable



Type	Portable
Program	10 Program Setting
Rotation	Clockwise/Anti-Clockwise/Reciprocating
Torque Control	Auto Reverse/Auto Stop
Battery	Rechargeable/Replaceable
Charging	Charging Base/Micro USB
Display	OLED
Available Control Angle	1:1

Piesa cot cu racire interna



450.00 lei

CU-RA

PRD.100.01.290

134.00 lei
~~213.00 lei~~**Sigilant de canal**

Endoplus sigiliu de canal
pe baza de rasini 13,5 gr;

7516

44.00 lei
~~49.00 lei~~**E.D.T.A Gel**

Ambalare : 2 seringi x 3 gr;
PH intre 8.5 si 9 ;

7520

20.00 lei

**Eucalipitol 10ml**

Dizolvant de gutaperca.

7228

63,00 lei
~~70.00 lei~~**Bariera gingivala**

Nuante : verde si albastra;
Seringa 2g;

PRD.01.DL632B

50,00 lei
~~60.00 lei~~**Diga latex 6x6 36 buc**

Nepudrata, nementolata, grosime
heavy;

010102200

40,00 lei

**Bariera gingivala**

Nuante : verde si albastra;
Seringa 2g;

7115

34.00 lei
~~38.00 lei~~**Pasta de hidroxid de calciu**

Seringa de 2.5 g

1461

29.00 lei

**Chloraxid**

Prezentare : 5.25% 1 flacon x 200 ml

C3.5X420

350.00 lei
~~400.00 lei~~**Lupe 3.5 x 420mm**

Magnificatie: 3.5x ; Distanta de lucru: 420mm;
Distanța interpupilară: reglabila;
Unghi lupe: reglabil; Camp de lucru: 60mm;

0512

18,00 lei

**Conuri Gutta Percha**

Optiuni : conicitate 04 sau 06
Dimensiuni : asort15-40 sau 25(rosu)

STRH04

17,00 lei

**Conuri de hartie**

Optiuni : conicitate 04 sau 06
Dimensiuni : asort15-40

G-SET4

150.00 lei
~~200.00 lei~~**Gutta Cutter Set**

Maner + suport pentru incarcare + varfur
de taiere (4 bucati);

Instrumente pentru canal **Perstomo**


Spreader
varf 23 mm

20.00 lei

PS 025-015 Root Canal Spreader Ø 0.3 mm

PS 025-016 Root Canal Spreader Ø 0.4 mm

PS 025-017 Root Canal Spreader Ø 0.5 mm

PS 025-015
1SPS 025-016
2SPS 025-017
D-11PS 025-018
MA-57PS 025-019
0PS 025-020
00PS 025-021
3Root Canal Plugger **Perstomo**

30.00 lei

PS 025-035 Root Canal Plugger Ø 0.6 mm

PS 025-036 Root Canal Plugger Ø 0.7 mm

PS 025-037 Root Canal Plugger Ø 0.9 mm

PS 025-038 Root Canal Plugger Ø 1.1 mm



Rama OSTYB
flexibila adulti

0102002001

25.00 lei



Rama OSTYB YOUNG

0102002003

25.00 lei



Rama Diga
105mm x 95mm

PS200-047

25.00 lei



Kit Diga

PS200-142N

Perstomo

Cleste Perforator pentru
Diga ;
Cleste aplicare cleme;
Rama Diga 105mm x
95mm;
8 cleme;
Cutie de sterilizare;

627.00 lei



Coduri cleme:

#00-Clema de diga mica si cu arcuire mare
pentru anteriori si premolari mici ;
#1 – pentru premolari ;
#2 – pentru premolari si incisivi ;
#2A – pentru premolari ;
#3 – molari mici inferiori ;
#4 – molari mici superiori dinti lapte ;
#7 – molari inferiori cu „falci” netede ;
#8 – pentru indicatii generale, molar superior ;
#9 – pentru dinti anteriori ;
#12A – zimtata pentru molarii inferiori de dreapta ;
#13A – zimtata pentru molarii inferiori de stanga ;
#B4 - pentru incisivi si canini fara aripi ;

16.00 lei

**Perstomo**

Cleste Perforator

PS200-045

99.00 lei

**Perstomo**

Cleste Brewer
17.5 cm

PS200-043

85.00 lei

13.00 lei
~~18.00 lei~~



Ace K-Files

Lungime : 25 mm
Dimensiuni : 06; 08; 10;

13.00 lei
~~18.00 lei~~



Ace K-Files

Lungime : 25 mm
Dimensiuni : 15; 20; 25; 30;

9107

30.00 lei



Set Ace Tire Nerfs

Ambalat: folie cu 10 ace
Dimensiune: 21 mm din otel-inox

13.00 lei
~~18.00 lei~~



Set Asort Ace K-Files

Lungimi : 25 mm / 31 mm
Dimensiuni: 15/40 ; 45/80;

14.00 lei
~~17.00 lei~~



Set Asort Ace Spreader

Lungime 25 mm
Dimensiuni: 15/40

13.00 lei
~~18.00 lei~~



Set Asort Ace H-Files

Lungimi : 25 mm / 31 mm
Dimensiuni: 15/40 ; 45/80;

PV 120

297.00 lei



Set Pivoti

Set 120 pivoti + cheie

PIV4

100.00 lei
~~150.00 lei~~



Set asort pivoti fibra de sticla

20 pivoti asort + 4 freze
Opacitate: 65%

PROC06

53.00 lei



Ac Reciproc ProTaper Komet

Material : nichel-titan
Conicitate 06; Lungime 25 mm
Dimensiune disponibilă : 20;25;30

F04

34.00 lei
1 buc



Ac F360 Komet

Lungime: 25 mm sau 21 mm
Dimensiune : 25|35|45|55

R06

54.00 lei
1 buc



Ac Komet Reciproc

Dimensiune : 25|30|35|40|45|50
Ac reciproc de canal R06L25 :

F06

37.00 lei
1 buc



Ac Komet Flexibil

Ofera flexibilitate optima si completa
Dimensiuni : 20|25|30|35|40
Lungime : 25 mm

GPR

56.00 lei

**Ac de indepartat Gutta Percha**

Conicitate disponibila : 02 si 04
Dimensiune: 025;030

42.00 lei


~~60.00 lei~~**Freze Gates Glidden 6 buc**

Marimi nr: 2,3,4.

Endo Rescue

1. Reformati cavitataea folosind H269GK.
 2. Indreptati curbura coronara prin miscari axiale folosind G180A. Acest lucru permite accesul direct la fragment.
 3. Pregatiti-va accesul pana la fragment folosind G180.
 4. Expuneti suprafata fracturata prin forare in jurul acesteia cu RKP.
 5. Inconjurati fragmentul cu RKT. Rotiti in sens invers acelor de ceasornic pentru a prinde bine si extrageti daca este posibil.
- Sistem Komat de extragere a fragmentelor rupte pe canal
- 61.00 lei
1 buc
- 114.00 lei
Set 6 buc
- 114.00 lei
Set 6 buc
- 84.00 lei
Set 2 buc
- 178.00 lei
Set 2 buc

21,00 lei

~~30,00 lei~~**Ace endodontice U file**

alb #15; galben #20; rosu #25; asort #15-40
albastru, #30; verde, #35; negru, #40;

E1/E2

45.00 lei

~~60.00 lei~~**Ansa endodontie**

E1 Unghi: 120 grade;
E2 Unghi: 95 grade;

REC

15.00 lei

**Rigla endo**

Tip :Clavabila;
2 nuante : albastra , rosie

Consumabile generale

0102018001

37.00 lei

**Seringa pentru elastomer kit**

1 seringă + 1 varfuri de rezerva
1 perie de curatat + dispozitiv de umplere

0102005009

107.00 lei

**Linguri amprenta cu perforatie
1 set cu 8 marimi**

Modele :N1 XS – COPII/ N2 S – COPII/ N3 M – COPII / N4 L – COPII/ N5 XS – ADULT/ N6 S – ADULT/ N7 M – ADULT/ N8 L- ADULT

15.00 lei

**Lingura amprenta cu perforatie 1 set**

Modele :N5 XS – ADULT/ N6 S – ADULT/ N7 M – ADULT/ N8 L- ADULT

**Lingura amprenta cu perforatie
1 set-pereche adulti**

PS 33

30.00 lei



Pretul afisat este pe pereche
Modele disponibile :
S/M/L .

Lingura din plastic 1 set/pereche

1167

3.00 lei



Modele disponibile :
S/M/L .
Tip : unica folosinta , nu se claveaza .



36,00 lei

Cleme diga 1 buc

#00-pentru anteriori si premolari mici
 #1A – pentru premolari
 #12A – pentru molarii inferiori de dreapta
 #13A – pentru molarii inferiori de stanga
 #14A – pentru molarii erupti partial



40,00 lei

Pivoti din fibra de sticla 5 buc

Forma cilindrica, cu con usor rotunjit
 Refill 5 buc x 20 mm
 Marimi disponibile: 0.5, 1, 2, 3

0110001001

30,00 lei

**Stopere endodontice din silikon set 100 buc**

Indicator pentru lungimea de lucru a acelor , culoare verde

Plugger endodontic**Perstomo**

• Material : inox si
 maner din silikon
 clavabil

PS025-033

30,00 lei




PS025-032

30,00 lei



PS025-031

30,00 lei



13.00 lei

~~18.00 lei~~**Ace H-Files**

Lungime : 25 mm
 Dimensiune : 08; 10; 15; 20; 25; 30;

13.00 lei

~~18.00 lei~~**Ace Reamers**

Lungimi : 25 mm / 31 mm
 Dimensiuni: 15/40; 45/80;

SX-F3

100.00 lei

~~150.00 lei~~**ProTaper Kit A0409 6 buc**

Lungimi : 21 mm; 25 mm; 31 mm;

VP

50,00 lei

**Varfuri gutta cutter**

Cuprinde : 4 varfuri de taiere;

GP801L

13,00 lei

**Freza Komet taietoare de Gutta Percha**

Dimensiune : 014

EZ

20.00 lei

~~24.00 lei~~**Freza Endo Z**

Viteza maxima: 160000
 Viteza optima: 20000


Pensa micro extra fina



PS2244

125.00 lei

Perstomo



Pensa pentru sutura

PS100-011

15 cm

30.00 lei

Perstomo



Semken

PS100-005

12.5 cm

30.00 lei



Semken, 30° curba

PS100-006

12.5 cm

30.00 lei

Perstomo




Adson

PS100-001

12 cm

30.00 lei




Adson

PS100-001TC

12 cm, TC

110.00 lei



Adson

PS100-002

12 cm

30.00 lei

Perstomo



Adson Extrafine

TF-371

12 cm

61.00 lei



Perstomo

Foarfeca Iris
12 cm

curb:

PS125-006

drept: :

PS 11D

20.00 lei



12 cm:

PS 125-007




Foarfeca Spencer

13 cm:

PS 125-023

30.00 lei



drept: PS 125-005

Foarfeca universală
dreapta /curba

20.00 lei




PS 125-001

PS 125-002


Foarfeca universală
dreapta /curba cu TC

100.00 lei



Lame de bisturiu

Perstomo



Perstomo

Endodontie si micro chirurgie



Micro-Mirrors




Micro-Mirror cu rodium pentru o imagine de oglindire fara distorsiuni sau reflectie dubla.

Oglinzile Micro-Mirrors sunt ajutoare excelente in microchirurgie si endo. Potrivite pentru a se folosi cu lupe de mare fie cu OP-Microscope.

Toate oglinzile sunt compatibile cu manerele standard diametru M2,5 mm

*Megamicro 3.0 mm si 5.0 mm sunt disponibile si in varianta modelabila

321.00 lei



Foarfeca Castroviejo

Perstomo

15 cm

PS125-019

80.00 lei



18 cm

PS 30

150.00 lei



15 cm

PS 29

150.00 lei



14 cm

PS 14

155.00 lei

Parallel cut, 14 cm **Perstomo**Friedmann
Ciupitor de Os

120.00 lei




PS 050-137 30°, 14 cm

Set Osteotoame **Perstomo**

PS-O10

1090.00 lei



22.00 lei

Godeu
4 mmCiocan cu capete de teflon,
Ø 20 mm, 130 g, 16.5 cm**Perstomo**

PS700-038

150.00 lei

Pensa pentru
hemostatice
Perstomo

PS150-005

40.00 lei



PS150-039

45.00 lei

Instrument Barckhaus 13,5 cm
Perstomo

Perstomo**89.00 lei**

PS050-047

Clește de
extracție dinți
de minte
inferiori**89.00 lei**

PS050-036

Clește de
extracție dinți
de minte
superiori**89.00 lei**

PS050-009

Clește de
extracție molari
superiori stanga

PS050-084

* dreapta

205.00 leiClește de
extracție
dinți de
minte și
molari
inferiori

PS050-083

* stanga

89.00 lei

PS050-017

Clește de
extracție radacini
superioare și
incisivi**89.00 lei**

PS050-004

Clește de
extracție incisivi
inferiori și canini

PS050-029

89.00 leiClește de
extracție
radacini
superioare**89.00 lei**

PS050-011


Clește de
extracție dinți
de minte
superiori**89.00 lei**

PS050-002

Clește de
extracție laterali
superiori și
biscuspizi

Grooved Gripping Surfaces - o prindere mai sigură

Patterns S = Standard English Pattern



S Standard

Perstomo

Set 8 clești de extracție cu acoperire de titan albastru

1054.00 lei

PS 8 - BLUE

**Perstomo**

Set 9 luxatoare

300.00 lei

PS19-C



E61



E60

Perstomo

Elevator dentar drept cu titan

89.00 lei**Elevator Perstomo****50.00 lei**

PS075-076

**50.00 lei**

PS075-077

**50.00 lei**

PS075-078

**Perstomo**

Set 7 elevatoare

293.00 lei

PS075-101S

PerstomoMathieu 2/0 - 4/0
drept cu TC

14 cm:

PS-SO996

250.00 leiMathieu 3/0 - 4/0
drept fara TC

14 cm:

PS 150-032

100.00 lei**Perstomo**Mayo-Hegar 3/0 - 4/0
straight

16 cm:

PS-NH 5010

*cu TC

150.00 lei

15 cm:

PS 150-027

50.00 lei**Perstomo**Crile-Wood 3/0 - 4/0
straight

15 cm:

PS-NH 5530

*cu TC

300.00 lei**Perstomo**

Port ac Baumgartner drept 3/0 - 4/0



13 cm:

PS-NH5420

*cu TC

150.00 lei**Perstomo**

Port ac Halsey Mini drept 3/0 - 4/0

13 cm:

PS-NH5220

*cu TC

250.00 lei

Surgident

SAFETY
PROTECTMayo-Hegar 3/0 - 4/0
straight

15 cm:

ND-358

*cu TC

252.00 lei**Perstomo**(Cortellini)
Micro Castroviejo
Drept

| 2015TC *cu TC

14 cm maner rotund

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0

300.00 lei**Perstomo**Micro Castroviejo
Curb

| PS-NH5511 *cu TC

14,5 cm

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0

300.00 lei**Perstomo**Micro Castroviejo
Drept

| PS 41

14 cm

*6-0, 7-0, 8-0

150.00 lei**Perstomo**

Castroviejo curb

| PS150-034 *cu TC

14 cm

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0

150.00 lei**Perstomo**Micro Castroviejo
drept

| PS150-036 *cu TC

13 cm

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0

150.00 lei



Chiureta Hemingway

Perstomo

25.00 lei

PS025-237 #1

PS025-238 #2

PS025-239 #3

Cleste pentru
resturi
radiculare 13,5
cm

150.00 lei

PS050-129

PerstomoDecolator Mead
18 cm**Perstomo**

32.00 lei

PS200-031



Miller

Perstomo

33.00 lei

PS 025-236 # 2

**Perstomo**

PS700-088

79.00 lei

Seringa de injectare
a osului

Diametru 3,5 mm

Sublere

PS200-129 Boley 14 cm, arie de masurare 0-100 mm

Perstomo

53.00 lei

**Perstomo**

Subler Iwanson

PS200-126

63.00 lei

Subler Castroviejo 14.5 cm **Perstomo**

PS700-077 * Drept

Masoara : pana la 20

150.00 lei

Subler Castroviejo 14.5 cm **Perstomo**

PS700-078 * Curb

Masoara : pana la 40

150.00 lei




Bone Grafting Relative P.R.F. System

Perstomo



700.00 lei



Platelet Rich Fibrin System is very useful to make multiple P.R.F of desired shape which enables speedy surgery.

- P.R.F is safe material to be combined with other grafting material at any dental implant surgery.
- It helps faster healing of gingiva and jaw bone and stop bleeding.
- The tools in P.R.F. System are possible to make your desired shape of P.R.F easily with our P.R.F. System.
- It has a plate for several P.R.F at the same time, small shape of P.R.F. and a bowl to mix.


- Acellular Plasma (PPP).
- Maximum platelet concentration area.
- Red corpuscles base.

- **PRF**:fibrin rich acellular plasma.
- **cPRP**:the platelet concentrate is suspended in an acellular plasma fraction.

Bone Spreading Wrench Kit 1160 lei / 1 set

Surgident™

Product	Code
Bone Spreading Kit	SD-BS



Disc	Marime	Cod
	Ø 7.0 / 0.25 mm	SDSAW-07
	Ø 9.0 / 0.25 mm	SDSAW-09
	Ratchet extension	SDADP-01
	Wrench Adapter	WA-01
	Spreading Adapter (3 pcs)	SA-01
	Spreading Pin (3 pcs)	SP-01
		SDWRH-00

Chiurete Sinus Lift	Product	1080 lei / set 1000 lei / set	Ref:
			TOLA-01 270 lei / 1 buc
			TOLA-02 270 lei / 1 buc
			TOLA-03 270 lei / 1 buc
			TOLA-04 270 lei / 1 buc

Stopper pentru suruburile de expandare



TOP Osteotomy Kit 1200 lei / Set

Product	Ø (mm)	Ref:
High speed	2.1 Ø (mm)	242.104.021 12 lei / 1 buc
Diamond Top Drill	3.0	TD-30 281 lei / 1 buc
Diamond Top Drill	4.0	TD-40 281 lei / 1 buc
Marking Drill	3.0	MD-30 364 lei / 1 buc
Trephine Bur	Inner 2.6 / Outer 3.2	227A.204.032 169 lei / 1 buc
Lindemann Drill	1.6	H162.205.016 134 lei / 1 buc

This kit is used for immediate placement of dental implants in all areas, regardless of the existence of a root septum.

Improves primary implant stability and guarantees a predictable osseointegration.

LATERAL APPROACH KIT		H (mm)	Ø (mm)	Ref:
	Side Cutter	29.0	7.0	LASC-70 355 lei / 1 buc
	Side Cutter	20.0	6.0	LAC-60 350 lei / 1 buc
	Side Cutter	20.0	8.0	LAC-80 350 lei / 1 buc
	Sinus Drill	25.0	6.0	LAD-60 350 lei / 1 buc
	Sinus Drill	25.0	8.0	LAD-80 350 lei / 1 buc
	Sinus Reamer	25.0	6.0	LAR-R60 350 lei / 1 buc
	Sinus Reamer	25.0	8.0	LAR-R80 350 lei / 1 buc

Bone Expander Drill Kit SD-BE 1655 lei

Marime

Cod

	Ø 1.8/2.5 / 14 mm	SDEXP-01
	Ø 2.0/3.0 / 14 mm	SDEXP-02
	Ø 2.5/3.5 / 14 mm	SDEXP-03
	Ø 2.8/4.0 / 14 mm	SDEXP-04
	Ø 3.0/4.5 / 14 mm	SDEXP-05
	Guide drill Ø 2.0	
	Ratchet extension	SDADP-01
Saw Disk	Ø 9.0 / 0.25 mm	SDSAW-09
Wrench 		SDWRH-00

Tip	Promo 10	Promo15
	10 pini = 340 lei	15 pini = 498 lei
	10 pini = 340 lei	15 pini = 498 lei

Never Loss Bone Drill & Stopper

788 lei

Type	Product	Code
	NLBC with Stopper Ø5.0 mm	NLBC-ST5

GBR System SD-Screw Mini Kit

2600 lei



Produs	Cod
MINI Kit 30 suruburi + 2 adaptoare+ maner	SD-mini



Implant Surgical Ridge Split Kit

Product	Code
Ridge Split Kit	SD-RS

Ridge Splitter

Product	Type	Size	Code
		4 mm / 1.0 mm	SCL-01
		4 mm / 1.5 mm	SCL-02
		4 mm / 2.0 mm	SCL-03
		4 mm / 2.5 mm	SCL-04
	 Curved	4 mm / 1.0 mm	SCL-05

Delta	Type	Size	Code
		5.0 mm	CO-01
		5.0 mm	CO-02
	 Universal	5.0 mm	CO-03

207 lei 1 buc

GBR Pini de titan

~~210 lei / 5 buc~~

180 lei / 5 buc

Tip	Produs	Diametru	Lungime	Cod
	Pin (purple)	Ø2.0 / 0.85 mm	3.5 mm	SDB-140-035
	Pin (blue)	Ø2.0 / 0.85 mm	5.0 mm	SDB-140-050

GBR Fixation Screw

266 lei / 5 buc

Tip	Lungime	Ø 1.4 mm
	3.0 mm	SDS-140-030
	4.0 mm	SDS-140-040
	6.0 mm	SDS-140-060
	8.0 mm	SDS-140-080
	10.0 mm	SDS-140-100
	12.0 mm	SDS-140-120

SD-GBR cutie de sterilizare

Cod	Produs
	Cutie rosie pentru pini 385 lei
	Cutie albastra pentru pini 385 lei

GBR Instrumente

Tip	Produs	Cod
	Maner aplicator pini	TA-01 440 lei
	Maner suruburi	DH-01 398 lei
	Hex	TH-01 + TR-01 339 lei

GBR varf adaptor

Tip	Produs	Marime	Cod	
	Scurt driver	20.0 mm	TR-01	183 lei
	Normal driver	26.0 mm	TR-02	183 lei
	Extra lung driver	52.0 mm	TR-03	183 lei



Aspirator chirurgical
Perstomo

Diametru varfului :

- 4 mm
- 3 mm

50.00 lei

PS 20

Perstomo

Dalta de os Lucas

Diametru varfului
- 3 mm
- 5 mm

20.00 lei

PS200-036



47.00 lei

PS700-036 PS700-037

Dalta de os Ochsenbein

Perstomo

200.00 lei

PS 35

Colector de os cortical scraper – este un instrument chirurgical pentru recoltarea de cip-uri de os cortical, folosite in tehnicile regenerative.

35.00 lei

PS 0


Rezerva pentru colector de os



Colector de os cortical scraper

243.00 lei

BSP-01



Perstomo

Set Sinus Lift
PS700-057 / PS700-060



260.00 lei

230.00 lei

Seringa de anestezie Fisher cu aspiratie

Perstomo

PS200-097

80.00 lei

Moara de os autogen
Perstomo



PS 09

750.00 lei

Pentru a marunti sub presiune, grefe osoase, in cuburi mici.

Moara de os autogen
Perstomo



PS700-044

300.00 lei

Pentru a marunti sub presiune, grefe osoase, in cuburi mici.

Cutit gingival circular 1 buc
Perstomo



PS700-11

80.00 lei

Dimensiuni disponibile:
4.1 mm - PS700-112
4,5 mm-PS700-113

Bisturiu gingival circular 1 buc
Perstomo



PS 02

300.00 lei

Dimensiuni disponibile :
3.5mm, 4 mm, 4,5 mm, 5mm, 5.5mm

Fire de sutura resorbabile Polyglycolic acid   136.00 lei	4/0	Ds16 mm ; Ds19 mm	  Fire de sutura neresorbabile Polyamide   80.00 lei 90.00 lei	5/0	Ds16 mm ; Ds19 mm
	6/0	Ds16 mm ; Ds19 mm DS 12 mm		4/0	Ds16 mm ; Ds19 mm ; Ds 12 mm
				5/0	Ds16 mm ; Ds19 mm DS 12 mm
			Fire de sutura Polypropylenea neresorbabile 7/0 ac 12mm 145.00 lei	6/0	Ds16 mm ; Ds19 mm DS 12 mm

SwissBone

PROMO 4+1 GRATIS = La achizitia a 4 poduse, al cincilea produs este gratis , cu valoarea cea mai mica din comanda




SwissBone Microchips 0.25 - 1 mm	(0.25 g = 0,45cc= 0.45 ml)	325 lei
SwissBone Microchips 0.25 - 1 mm	(0.5 g = 0,9cc = 0.9 ml)	380 lei
SwissBone Microchips 0.25 - 1 mm	(1 g = 1,8 cc = 1.8 ml)	604 lei
SwissBone Microchips 0.25 - 1 mm	(2 g = 3,5 cc = 3.5 ml)	1114 lei
SwissBone Microchips 1 - 2 mm	(0.5 g = 1,25 cc = 1.25 ml)	395 lei
SwissBone Microchips 1 - 2 mm	(1 g = 2,5 cc = 2.5 ml)	604 lei
SwissBone Microchips 1 - 2 mm	(2 g = 5cc = 5 ml)	1114 lei

SwissBone



SwissBone Plate 10x10x4 mm **1237 lei**

SwissBone Plate 3X25X15 mm **1795 lei**

SwissBone Block 7X7X7 mm **1295 lei**

Membrana Rapi-Gide Colagen porcine



2 X 3 cm DTG-10003	380 lei	PROMO 2+1 GRATIS
1.5 X 3 cm DTG-10002	320 lei	PROMO 2+1 GRATIS
1.5 X 2 cm DTG-10001	300 lei	PROMO 2+1 GRATIS

 Ø1.4 mm 22x15 mm x 0.1 t SDP-S22-015 93.00 lei	 Ø0.6 mm 22x15 mm x 0.1 t SDP-T22-015 93.00 lei
 Ø1.4 mm 36x22 mm x 0.1 t SDP-S36-022 129.00 lei	 Ø0.6 mm 36x22 mm x 0.1 t SDP-T36-022 129.00 lei
 Ø1.4 mm 44x44 mm x 0.1 t SDP-S44-044 183.00 lei	 Ø0.6 mm 44x44 mm x 0.1 t SDP-T44-044 183.00 lei

Promo

1x Swiss Bone 1 gr + 1x Rapi-Gide gratuit 1.5 x 3 mm
1x Swiss Bone 2 gr + 1x Rapi-Gide gratuit 2 x 3 mm



7550 **67.00 lei**



Retractive Hemostatic
Ambalare: 1 seringă cu 2,5 g + 3 varfuri

PT 15



275,00 lei **205,00 lei**

Placa de titan 0.6 mm

ZHG101010 **105.00 lei**



Burete hemostatic
Burete hemostatic pentru hemostaza si regenerarea ranilor;
10X10X10 mm - 1 cutie cu 32 buc;

KT.314.016

297.00 lei



Freza pentru tesuturi moi

Expunerea intraosoasa a locului de implantare;
Expunerea cavitatilor adanci a dintelui;
Papilectomie ; Expunerea dintilor;
Dilatare in urma unei preparari de coroana ;

210L16

112.00 lei



Freza drill

Dimensiuni/Marimi : 008;010;013;018;020;
Lungime: 16,0 mm
Viteza maxima: 6000

ICT

230.00 lei



Perie pentru periimplantita

Contin 40 fire extrera de fine
Se adapteaza la suprafata
implantului si sunt foarte eficiente in
indepartarea depunerilor.

943CH

82.00 lei



Disc miniflex pentru os

Cod Mandrina: 204= 22 mm
205= 26 mm
Dimensiuni : 060;080

9126

367.00 lei



Colector de cip osos

Dimensiune: 042;060
Lungime: 7,0 mm-12,0 mm
Viteza maxima: 15000-10000

227

173.00 lei



Freza colectoare de bloc osos

227A : 032;040;050;060
227B: 040;050;060



53.00 lei

PS 175-036

Departator de
obraz
Set de 3
bucati.

Perstomo



32.00 lei

PS 800-006

Departator
Minesota

Perstomo



35.00 lei

PS 175-034

Farabeuf
13 cm lungime.

PS 175-035

24X16/28X16mm

*Set de 2 bucati.
Perstomo



80.00 lei

PS 175-023

Retractor 3
gherute 16 cm

Perstomo

Kocher-Langenbeck

Retractor, 21.5 cm

60.00 lei


Perstomo

PS 175-046 15 x 35 mm



15 mm

PS 175-045 11 x 35 mm



11 mm

PS 175-044 8 x 35 mm



8 mm



63.00 lei

PS 175-062

Departator
ALM 10 cm

Perstomo



67.00 lei

PS 800-015

Departator
Middeldorp

Perstomo



Oglinzi pentru fotografie intraorala **Perstomo**

200.00 lei * pret pentru set de 5 oglinzi



1

Oglinda adulti
poze palatinale,
latime 7.5 cm



2

Oglinda adulti
poze palatinale,
latime 6.5 cm



3

Oglinda copii,
poze palatinale,
latime 5.5 cm



4

Oglinda pentru
poze laterale,
latime 4.3 cm



5

Oglinzi pentru
zona linguala
latime 5.6 cm

Oglinzi de fotografie FS Rhodium cu maner angulat.



Dimensiuni
58 x 76 mm
66 x 95 mm
74 x 106 mm

650.00 lei

Oglinda de fotografie FS Rhodium 1 buc



340.00 lei

6500X3

Oglinzi pentru
zona linguala
45 x 125mm

Oglinda de fotografie FS Rhodium 1 buc



460.00 lei

6500X6

Oglinzi pentru
zona linguala
45 x 125mm

Oglinda de fotografie FS Rhodium 1 buc



340.00 lei

6500X5

Oglinzi pentru
zona linguala
45 x 125mm

Oglinda de fotografie FS Rhodium 1 buc



340.00 lei

6500X2

Oglinzi pentru
zona linguala
45 x 125mm

Contrastoare dentare



360.00 lei

Set 6 contrastoare
* pret pe buc **60.00 lei**

Perstomo

Departator flexibil autoclavabil **maquira**

0102001013



28.00 lei

Departator dual negru autoclavabil



Perstomo

19.00 lei

Departatoare set cu 2 buc



Dimensiuni : S;L;

8.00 lei



S-97x70x15mm
M-118x85x17mm
L-130x92x21mm

8.00 lei

Departator bucal flexibil autoclavabil forma "U" si "V" **maquira**

-adulti
-copii

29.00 lei



Silicon de aditie putty Presigum cu timp normal de intarire

PRD.01.PGUM01

232.00 lei
~~266.00 lei~~



Contine :
Presigum putty 2x250 ml
Baza si Catalizator ;
2 x lingurita ;

Silicon de aditie putty Presigum cu timp rapid de intarire

PRD.01.PGUM02

232.00 lei
~~266.00 lei~~



Contine :
Presigum putty 2x250 ml
Baza si Catalizator ;
2 x lingurita ;

Silicon de aditie light body Presigum cu timp rapid de intarire

PRD.01.PGUML01

133.00 lei
~~157.00 lei~~



Light body: 2 cartuse x 50 ml
/ 10 varfuri de mixare / 5 varfuri

Material de amprentare Kit Durosil

PRD 01 10004

166 lei



Kit:
1 Durosil L
1 Durosil S
1 Pasta de intarire



Durosil L: Material C-silicon
Putty 900 ml.

125.00 lei

Durosil S: impresie C-siliconic 150 ml.

52.00 lei

Pasta de intarire: material de
impresie C-siliconic catalizator 60 ml.

45.00 lei

Silicon de aditie light body Presigum cu timp normal

PRD 01 PGUML02

133.00 lei
~~157.00 lei~~



Light body: 2 cartuse x 50 ml
10 varfuri de mixare / 5 varfuri

Silicon de aditie light body + putty Presigum - timp rapid

PRD.01.PGUM-SET

358.00 lei
~~425.00 lei~~



Silicon de aditie light body + putty Presigum - timp normal

PRD.01.PGUML-SET

358.00 lei
~~425.00 lei~~



U8701-1

120.00 lei



Pistol aplicator de silicon
ratia 1:1 si 1:2
cartuse de 50 ml.

Perstomo



Cleste pentru indepartat lucrari
Perstomo

PS200-146

110.00 lei



Instrumentar manual pentru indepartat lucrari
Perstomo

PS200-133

198.00 lei



Instrumentar manual pentru indepartat lucrari
Perstomo

PS200-130

150.00 lei



Elevator cap cruce pentru indepartat coroane
Perstomo

PS200-128

100.00 lei

0102002004

25.00 lei



Rama OSTYB flexibila
pentru copii
maquira

CK 3

700.00 lei
900.00 lei



**Set 48 buc coronite
pedodontice**

Coroane pedodontice set complet cu
48 buc din otel inoxidabil.

80.00 lei
120.00 lei



**Mentinator de spatiu fix ,
reglabil 1 Set x 4 buc**

Marimi disponibile :

#31; #32; #33; #34; #35; #36; #37;
#38; #39
Numarul este dimensiunea.

Coroane

pedodontice preformate




75.00 lei
100.00 lei



**Coroane pedo din otel inoxidabil
cutie cu 5 buc refill**

Există 48 de dimensiuni diferite ale
coroanei. Semnificația lui D este
primul molar . Semnificația E este al
doilea molar . Semnificația U și L sunt
superioare și inferioare . L și R sunt
stânga și dreapta. Numărul este
dimensiunea coroanei



**Set Ace flexibile
Kids**



11701

16mm
(03/20,03/25,03/20)

85.00 lei

CAPE TRANSPARENTE



1.912-2

80.00 lei



**Cape transparente pentru
frontali/copii 64 buc**

Set 64 coroane /cape transparente
pentru frontali :
8 forme individuale pentru incisivi si
canini ;
8 forme individuale pentru molari ;

7074

121.00 lei
136.00 lei



**Ciment ionomer
fotopolimerizabil**

Ambalare : 1 x 2.5gr;
Ciment ionomer fotopolimerizabil
gata de utilizare.

0101012002

20.00 lei



Gel fluorizare 200 ml

Gust - Tutti Fruti
maquira

Clesti de extractie pedodontici

50.00 lei



1026-560

Incisivi superiori



1026-565

Incisivi inferiori



1026-562

Molari superiori



1026-563




1026-566

Molari inferiori



1026-567


Rădăcini inferioare



1026-561

Premolari superiori

Perstomo



PS 06

200.00 lei

Cleste ortodontic proiectat pentru a ondula marginea coroanelor din aluminiu și oțel inoxidabil.



200.00 lei

PS 07

Cleste ortodontic proiectat pentru adaptarea lățimii meziodistale a coroanei din oțel inoxidabil, precum și pentru rotire.



40.00 lei


Beebe
10 cm

PS200-123

* dreapta

PS200-124

* curba



PS-PED03

200.00 lei

Cleste Reynold pentru conturare



PS-PED01

200.00 lei

Cleste ball & socket



PS-PED04

200.00 lei

Cleste How



PS-PED02

200.00 lei

Pentru a contura și modela benzile sau coroanele pedodontice din metal

maquira



15.00 lei

Lingura amprenta cu perforatii 1 set / pereche copii

Modele disponibile : N° 1 XS – COPII / N° 2 S – COPII / N° 3 M – COPII / N° 4 L – COPII

Tip : plastic -se cliveaza 121°C

PS 34

S / M / L

50.00 lei

Lingura amprenta cu perforatii 1 set / pereche copii



170.00 lei

PS700-092

Aplicator pentru MTA tip seringă 13.5 cm



PRD.100.01.ZN00

1160 lei
~~1451 lei~~**Compozit Nano Ceramic Zenit**

7 ser x 4gr (A1;A2;A3;A3.5;B2;A2O;W2);
1x5ml Prebond - bonding generatia 5;
1x3ml Gel de gravaj - Etching Gel;
1 set x 2gr (A2) Dynamic Flow;
Aplicatoare set/50 buc; 4 paduri de mixare;

PRD.100.01.ZN

160.00 lei**Compozit Nano Ceramic Zenit**

Seringa compozit de 4 gr
Nuante: A1; A2; A3; A3.5; B1 ;
B2; A2O; W2 ; UL ; InBI; INTR;
A4 ; B2O;

PRD.01.ZC

95.00 lei
~~155.00 lei~~**Compozit colorat Zenit**

Ambalare: 1 seringă x 1 gr;
Nuante disponibile: maro deschis;
maro închis; negru;

PRD.100.01

82.00 lei
~~88.00 lei~~**Compozit Dynamic Plus**

Compozit Micro Hybrid 4 gr;
Nuante :A1,A2,A3,B3,B2,A2O,I;

PRD01.100.

77.00 lei
~~83.00 lei~~**Compozit Dynamic Flow**

Compozit 1 x 2 gr seringă Dynamic Flow;
Nuante : A1,A2,A3,B3,B2;

S3

25,00 lei**Etching Gel**

Set 3 seringi x 3 ml

7494

80,00 lei**Sigilant fotopolimerizabil**

Ambalare : 2 x 2,5ml seringi Bioseal + 1 x 3gr etching;
Material sigilant cu doua tipuri de flour:
florura de sodiu pentru actiune rapida si
florura de calciu pentru actiune
indelungata.

773

53,00 lei**Compozit Master Flow**

Ambalare : 1 x 2gr + accesorii;
Optiuni disponibile : A1, A2, A3; A3.5;
Compozit fluid indicat pentru
restaurari estetice, fisuri etc

7710

57,00 lei**Compozit provizoriu**

Ambalare : 1 seringă x 2 gr;
Prezinta fluor in compozitie,
promovand actiunea
profilactica impotriva cariilor;
Fluorura de sodiu = 0,52% fluor ;

PRD.100.02.02

99.00 lei
~~105.00 lei~~**Bonding generatia 5**

Ambalare : Sticla de 5 ml

PRD.100.02.002

170.00 lei
~~200.00 lei~~**Bonding generatia 7**

Ambalare : Sticla de 5 ml
Cu auto-etch;

7721

47.00 lei**Bonding Master Bond DE**

Ambalare : 1 x 5ml;

7832

245.00 lei
~~393.00 lei~~



Restaurari provizorii

Proviplast 70 gr;
Nuanta A3; A2; A1;

7119

18.00 lei
~~32.00 lei~~



Pasta pentru obturatii provizorii Filltemp

Facon 25 gr;

PRD.ZCEM.

206.00 lei
~~326.00 lei~~



Ciment permanent 5ml

Seringa 1 x 9.6 gr;
Nuante disponibile : Transparent ; A2

PRD.333.01.01

110.00 lei
~~130.00 lei~~



Procem ciment temporar fara eugenol 25 g bază + 25

Procem ciment temporar fara eugenol
25g bază + 25 g catalizator

7708

94.00 lei
~~106.00 lei~~



GHF desensibilizant (3ml)

Tratamentul sensibilitatii
dentinei ;

0101013002

25.00 lei



Pasta de profilaxie

Cantitate 90 grș
Aroma Tutti Frutti

0140030003

25,00 lei



Etching Gel

Set 3 seringi 37% x 2.5 ml

0140030002

40,00 lei



Etching Gel

Set 1 seringa 10% x 2.5 ml

0101026001

47.00 lei



Pasta de lustruire universala

Pentru porțelan , smalt dentar, rasini ,
compoziteș
Diamante cu granulație extrem de fină
de la 2 la 4 μm

0104008008

67.00 lei



Inel pentru matrici

Set cu 2 buc + 4 protectoare



KIT
Protectoare inel
4 buc
2 inele
50 matrici
sectionale

0104008002

172,00 lei

728

18.00 lei
~~50.00 lei~~



Fir de retractie gingivala

100% bumbac neimpregnat ;
Fir de 250 cm ;
Nr disponibil: 000; 00; 0;

Freze Diamantate

5.00 lei

Cumpara setul de 5 buc si platesti doar 4 buc freze



BR-F

08



BR

08/010/012/014
016/018/020/023



BR-C

018



BR-CA

010/012



BR-S

018/020



FO-F

016



FO

018/023



FO-C

018



WR-C

042



SI-C

014



TC-F

014



TC

014/016/018



TC-C

014



SF

012/014/016



SF-C

014



TR

014/016/18



TR-C

018



TF-F

014/016



TF

010/012/014/016



TF-C

018



BR-EF

014



TC-EF

014



801L-C

008/010/012



SO-F

014



SO

014



FO-EF

016



TR-F

014/016/018



SI-R

010/012



FO-11

012



FO

008/010/012
014/016

20 BUC/KIT
Protectoare inel

0104008009

27,00 lei



50 BUC/KIT
S/M/L

0104008007

100,00 lei



Marimi:

#1/4.0015 (0.038mm x 6mm),

#3/16.0015 (0.038mm x 5mm),

#1/4.002 (0.051mm x 6mm),

#3/16.002 (0.051mm x 5mm)

29.00 lei

1764

34.00 lei



Matrici sectionale conturate

Cu bordura set- 1 x 10
matrici

Marimi : S; M; L;



25.00 lei

Port matrice
Tofflemire

PS200-116



45.00 lei

Port matrice
Ivory

PS200-121

Reducere la set:
3.00 lei 1 buc
20.00 lei 10 buc



Duritati:



Duritati:



Periuta profilaxie

Interdentara: alba C34;
Cupa: alba C32 ; roz C31; albastra C25;
violet C30; galbena C24;

PC3

Reducere la set:
3.00 lei 1 buc
20.00 lei 10 buc



Cupa profilaxie

Modele dispinibile : cupa ;
Nuanta : albastra ; alba ; roz ;

PC320

Reducere la set:
3.00 lei 1 buc
20.00 lei 10 buc



Gume efilate profilaxie



5.00 lei

Freze Arkansas

Disponibile atat pe turbina
cat si piesa cot

25.00 lei

Ansa de detartraj

G1-G6 supragingival pentru
indepartarea tartrului dentar



UE130415HKKK1-P

2.775.00 lei



Lampa fotopolimerizare wireless Zenolite

Pachetul contine:

Lampa Fotopolimerizare
Ghid Lampa Fotopolimerizare
Protectie UV: 1 x
Suport Lampa Foto: 1
Adaptor: 1x

Pensula Zenit



Glaze Brush #0 (Round)

Glaze Brush #000 (Round)

Opaque Brush #01 (Flat)

1 pensula

78.00 lei

~~85.00 lei~~

PRD.01.ZBR

Set 3 pensule

229.00 lei

~~242.00 lei~~

Pensule cu maner din lemn si par natural Kolinski ;
Rol : aplicarea nuanțelor pe compozit ;
aplicarea straturilor de compozit ;

PRD.100.01.ZENCHRM.UNI

120.00 lei

PRD.100.01.ZENCHRM.OP

150.00 lei



Zenchroma compozit hibrid

1 x 4g seringă Opac sau Universal

Capacitate de potrivire cromatică
cu cea mai variată gamă de nuanțe
și culori.

130.00 lei



Pachet Promo Compozit, Bonding, Etching

1 x 4gr + accesorii Compozit Master
Fill;
1 x 5 ml Bonding;
3 x 3 gr Etching;

90.00 lei



Pachet Promo Etching si Bonding

1 x 5ml Master Bond DE;
3 x 3 gr seringă Etching;

150,00 lei



Pachet Promo Compozit si Bonding

1 x 2gr + accesorii Compozit Master
Flow;
1 x 4gr + accesorii Compozit Master Fill;
1 x 5 ml Bonding

Compozit Zenit Nano Ceramic



4 x 4gr + 1 gratis

640 lei

=



KNOW YOUR LIMITS.

THEN DESTROY THEM.

B2

USING ZENIT NANO CERAMIC COMPOSITE

0104013001

8.00 lei



Benzi din poliester

Tub cu 50 benzi

0109001001

40.00 lei



Benzi celuloid medii/fine

Tub cu 150 buc

0112001001

27.00 lei



Benzi diamantate

4mm X 125 mm - 12 buc

PRD.01.ZS.RFL.50

399.00 lei
~~429.00 lei~~



Set de finisare Zenit Flex Snap On

8x20 discuri, 20 benzi, 1 Pop-On mandrina ;

PRD.01.ZS.RFL.50.X

145.00 lei

> Coarse Small
> Medium Small
> Fine Small
> Super-Fine Small
> Coarse Standard
> Medium Standard
> Fine Standard
> Super-Fine Standard



Discuri de finisare

1 x 50 discuri ;
1 x Snap On Mandrina ;

PRD.ST50002
PRD.ST50001

30.00 lei
~~33.00 lei~~



Benzi de finisare

50 benzi / set ;

- fin / ultrafin - PRD.ST50002
- medium / dur - PRD.ST50001

0102015002

26.00 Lei



Aplicator de amalgam

Clavabil la 121°C

1725

32.00 lei



Aplicatoare cu puf 200 buc

S (alb - 1 mm)
M (verde - 1.5 mm)
L (albastru - 2 mm)

1200

24.00 lei



Pene Poly cu inel

- XS (albastru) 17.5 x 1.10
- S (verde) 17.8 x 2.1
- M (galben) 17.8 x 2.45
- L (purpuriu) 17.8 x 2.8

1557

61.00 lei



Pene elastice interdentare

set 40 buc

Dimensiuni: 2mm si 2,5mm

9791

40.00 lei



Perie pentru curatarea frezelor

1 perie + 1 maner



0980-100-

35.00 lei




Hartie articulatie dreapta

Hartie articulatie dreapta rosu-albastru

100 microni, 12 seturi x 12 foi ;

Modelare compozit



Instrumente de prelucrare compozit acoperite cu titan negru



ROTH022

330,00 lei



Kit Bracketi metalici autoligaturanti Roth 22 cu carlig

Ambalare : 20 buc / pachet + 1 instrument

L5-5CBCHK

250,00 lei



Bracketi Miniature Copolla Roth cu carlige pe canin si premolar

Bracketi Miniature cu carlige pe canin si premolar – 1 set x 20 bracketi

7705

145.00 lei

~~163.00 lei~~

Adeziv de brackets Biofix

1 x 2,5g of BIOFIX
1 x 3g of Attaque Gel

7173

128.00 lei



Orthoprotect 1 x 2 g

Pentru a fi aplicat pe colturi ascutite sau margini ascutite care pot rani tesuturile orale

OBUT-003

22,00 lei



Arc NiTi rotund 10 buc

Disponibile in 3 marimi (mici, medii si mari)
Disponibile pentru maxilarul inferior si pentru maxilarul superior

OBUT-006

40.00 lei

~~50.00 lei~~

Lant elastic continuu pentru ligatura

Rola de 4.5 m
Nuante : alb; albastru deschis si inchis ; violet; transparent; rosu; roz

OBUT-005

4.00 lei




Elastice intraorale 100 buc

Optiuni : OZ 3.5; OZ 5; OZ 6.5
Tip : 1/4; 3/16; 1/8; 5/16

OBUT-007

15.00 lei



Elastic separator pentru ligaturi

70 de inele per "S"
Mod de prezentare: Punga / 2 buc.

OBUT-004

22.00 lei



Resort NiTi Closing Spring

Dimensiuni de 6 , 9 si 12 mm.
Set de 10 buc

OBUT-000

18.00 lei



Butoni ortodontici

1 x 10 butoni

CLT-000

18.00 lei



Butoni cleme sudabile

1 x 10 butoni

OBUT-001

33.00 lei

OBUT-002



Tubusoare palatinale

1 x 10 butoni
Model :fara carlig ; cu carlig pe dreapta; cu carlig pe stanga;

32.00 Lei

PS250-042S

Instrument pentru
setare si indepartare
banda

32.00 Lei

PS250-045S

Instrument
pentru elastic

32.00 Lei

PS250-063DS

Instrument
distal bender

32.00 Lei

PS250-043S

Instrument
pentru ligaturi

66.00 Lei

PS250-066A

Instrument
Height Gauge

190.00 Lei

PS 007

Cleste hard
wire cutter 14,5
cm

20.00 Lei

PS250-071

Instrument
de prindere
bracket

177.00 Lei

PS052

Cleste pentru
modelarea benzii

190.00 Lei

PS 005

Cleste micro
wire cutter 14,5
cm

20.00 Lei

PS250-057

Instrument
pentru plasare
bracket

152.00 Lei

PS 023

Cleste pentru indepartare bracket

Ceara ortodontica cutie cu 10
blisteres a cate 5 tuburi

20.00 Lei

0105001001

Modul elastic ortodontic colorat
1 buc
galben ; lila; alb; albastru
deschis ; mov ; gri; transparent;
albastru inchis

2.00 Lei

Laborator - Instrument de modelare – Precizie si perfectiune

20.00 Lei

PS025-356

Hylin - Le Cron



Cleste ortodontic Spot

222.00 lei


PS-AP001

Creează o gropiță minusculă rotunjită pentru contactele punctuale pentru a accentua mișcările individuale mici ale dinților sau o retenție suplimentară.

Mini suruburi ortodontici autofiletanti diametru 1.4

Lungimi disponibile : 6 mm ; 8 mm ; 10 mm ;
4 tipuri : cap mare ; cu gaura in gat ; cruce ; cap mic
Cu cap hexagonal pentru o rotire stabila.
Specificatii :Material : Ti-6Al-4V

Pret expus pentru 1 set de 3 buc



135.00 lei

SD-Mini-Ortho™

Pret expus pentru 1 set cu 36 suruburi ; cutie de sterilizare si accesorii (maner si adaptoare)



4300.00 lei

- **Self tapping & drilling screw composition**
- **Stable supporting part for orthodontic accessories**
- **Compatible with related orthodontic attachment**
- **Customizable composition of orthodontic screws by user's preference**

Instruments for Inserting Orthodontic Screw

Inserting & Drilling

GUIDE DRILL

SD-PD10

SCREW DRIVER

- Used with Driver handle & Dental handpiece.
- Prevention of leaving screws from the driver in orthodontic treatment.



DRIVER HANDLE

- Slip-less rotating part design.
- Considered of stable use and transmission of force.




Optimized shape for diverse applications with various attachments

Hexagonal head for stable turning

Cylindrical transgingival part for the gum sealing

Optimized thread design to maximize anchorage

Self tapping screw tip for drill-free insertion



Material : Ti-6Al-4V
Thread : Butress thread

